

Sonnet CI aansluiten op een draadloos microfoonsysteem

Uw MED-EL Sonnet audioprocessor kan draadloos worden verbonden met de Roger[®] solo apparatuur van Phonak. Voor de Sonnet is een speciaal ontworpen geïntegreerde Roger[®] ontvanger beschikbaar, de Roger[®] 21. Via deze ontvanger, die onzichtbaar op de processor wordt geplaatst, kunnen moeiteloos alle type Roger[®] microfoons worden gekoppeld.

Roger[®] maakt verstaanbaarheid in moeilijke luistersituaties zoals een verjaardag, een druk restaurant of vergaderingen op het werk weer mogelijk. Het is de volgende stap naar verstaanbaarheid, daar waar alleen de CI-oplossing niet meer voldoet.

Hoe werkt het?

De Phonak Roger[®] 21 ontvanger wordt in plaats van de bestaande batterij op de processor van de MED-EL geplaatst. Vervolgens wordt voor uw specifieke luisterbehoefte een keuze gemaakt voor één of meer Roger microfoons die de stem van de spreker draadloos naar uw CI zullen verzenden. Hierdoor wordt in rumoer en over afstand spraakverstaanbaarheid weer gewoon mogelijk.



Welke microfoons zijn er?

Roger[®] heeft microfoons beschikbaar voor alle luistersituaties:



Roger Pen. De ideale, stijlvolle oplossing voor één op één gesprekken en gesprekken in kleine gezelschappen. Tevens kunt u uw mobiele telefoon koppelen voor handsfree bellen.



Roger Clip-On Mic. Een zeer compacte partnermicrofoon die puur bedoeld is voor één op één gesprekken. Eenvoudig op het revers van de gesprekspartner te klemmen.



Roger Table Mic. Dé oplossing voor verstaanbaarheid tijdens vergaderingen of andere besprekingen met grotere groepen van 5 mensen of meer.

Beschikbare kleuren

De Roger[®] 21 ontvanger is beschikbaar in dezelfde kleuren als waarin de MED-EL Sonnet processor geleverd kan worden. Dit zorgt voor een volledig geïntegreerde oplossing tussen CI en ontvanger.



Voor meer informatie over beschikbare Roger[®] oplossingen kunt u kijken op www.phonak.nl